

Istruzioni per l'uso	Mode d'emploi	Instructions for Use	Instrucciones para el uso	Gebrauchsanweisung
<p><b>BioTEXT™</b> è un disinfettante multiscopo di livello intermedio utilizzabile in vari settori: ospedali, studi medici e odontoiatrici, laboratori, centri benessere, sport, industria agroalimentare ed altre strutture professionali. <b>BioTEXT™</b> è delicato sulla pelle. Non contiene né sostanze irritanti (l'utilizzo di guanti non è necessario), né detergenti che alterano il sistema ormonale. <b>BioTEXT™</b> elimina gli schizzi di sangue senza lasciare macchie su vestiti o tessuti. Ideale per la pulizia e la disinfezione di superfici in vetro, plastica non-porosa, tubi, monitor chirurgici, telefoni, tastiere, schermi LCD, smartphones.</p> <p><b>BioTEXT™</b> rivitalizza rivestimenti in pelle e vinile. Igienizza e disinfetta in una sola operazione. Non diluire. Le superfici molto sporche devono essere pulite prima della disinfezione.</p> <p><b>Settore agroalimentare:</b> evitare la contaminazione del cibo durante l'uso e lo stoccaggio. Risciacquare con acqua potabile dopo la disinfezione.</p> <p><b>Istruzioni per l'uso:</b> bagnare accuratamente la superficie e mantenere l'umidità per 3 minuti.</p> <p><b>Precauzione:</b> H: nessuno. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. <b>Conservazione:</b> 15-30° C <b>Primo soccorso:</b> in caso d'ingestione, bere molta acqua o latte. Non indurre vomito. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con molta acqua.</p> <p><b>Eliminazione:</b> contenitore non ricaricabile, riciclabile</p>	<p><b>BioTEXT™</b> est un désinfectant tout usage de niveau intermédiaire indiqué en milieu hospitalier, dans les cliniques et cabinets médicaux / dentaires, dans l'industrie agroalimentaire, EMS, dans les spas et dans le sport. <b>BioTEXT™</b> est doux sur la peau et ne contient pas de vapeurs irritantes (des gants ne sont pas nécessaires). Ne contient pas de perturbateurs hormonaux. Utiliser <b>BioTEXT™</b> pour nettoyer les déversements de sang; ne tache pas les vêtements ou les textiles. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en verre, plastique non-poreux, tuyaux, moniteurs chirurgicaux, téléphones, claviers, écrans LCD, smartphones. Revitalise les revêtements en cuir et en vinyle. Nettoie et désinfecte en une seule opération. Ne pas diluer. Les surfaces particulièrement sales doivent être préalablement nettoyées.</p> <p><b>Settore agroalimentare:</b> éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation et le stockage. Rincer à l'eau claire après la désinfection.</p> <p><b>Mode d'emploi:</b> mouiller entièrement les surfaces à désinfecter et les garder humides pendant trois minutes.</p> <p><b>Précaution:</b> H: aucun P102: conserver hors de la portée des enfants <b>Conservation:</b> 15-30° C <b>Premiers secours:</b> en cas d'ingestion faire boire beaucoup d'eau ou de lait. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux, faire rincer avec de l'eau.</p> <p><b>Élimination:</b> récipient non rechargeable, recyclable</p>	<p><b>BioTEXT™</b> is a multi-purpose intermediate level disinfectant indicated for use in hospitals, clinics, medical/dental practices, food processing facilities, EMS, spas and other professional facilities (Sports). <b>BioTEXT™</b> has no irritating aerosols and is kind to skin (gloves are not necessary). Does not contain any Hormone Disrupting Detergents. Use <b>BioTEXT™</b> to clean blood spills; it will not stain clothes or other textiles. Use to clean and disinfect glass, non-porous plastics &amp; tubing, smartphones, surgical monitors, Tablets, telephones and keyboards. Cleaning and disinfection is a one-step procedure. Do not dilute. Heavily soiled surfaces should be wiped prior to disinfection. <b>BioTEXT™</b> revitalizes leather and vinyl coverings.</p> <p><b>Food processing Facilities:</b> Avoid contamination of food during application and storage. Rinse with potable water after disinfection.</p> <p><b>Directions for Use:</b> Wet surface thoroughly and maintain wetness for three minutes.</p> <p><b>Precautions:</b> H: None P102: Keep out of the reach of children <b>Storage:</b> 15 - 30 C° <b>First Aid:</b> If ingested, do not induce vomiting. Drink large quantities of milk or water. If splashed in eyes, rinse thoroughly with water.</p> <p><b>Disposal:</b> Non-refillable Container, recyclable</p>	<p><b>BioTEXT™</b> es un desinfectante de nivel medio con usos múltiple indicado para uso en hospitales, clínicas, oficinas dentales, empresas procesadora de alimentos, ambulancias, spas, y otras instalaciones. <b>BioTEXT™</b> no contiene aerosoles irritantes y es suave con la piel, no requiere guantes. No contiene detergentes que alteran las hormonas. Use <b>BioTEXT™</b> para limpiar derrames de sangre. Este producto no mancha la ropa. Use para limpiar y desinfectar vidrios, y plásticos y tuberías no porosas. También se puede usar en monitores, tabletas, y teclados. Limpiar y desinfectar es un proceso de un solo paso. No diluya el producto. Superficies muy sucias deben ser limpiadas antes de ser desinfectadas con <b>BioTEXT™</b>. Revitaliza superficies de cuero y vinilo.</p> <p><b>En plantas de procesamiento de alimentos:</b> evitar la contaminación de comida durante la aplicación de este producto. Lave con abundante agua después de desinfectar la superficie.</p> <p><b>Modo de uso:</b> Moje la superficie con el paño mojado y mantenga la superficie mojada por 3 minutos.</p> <p><b>Precauciones:</b> H: Ninguno P 102: Mantener fuera del alcance de los niños. <b>Almacenar:</b> entre 15 - 30 C° <b>Primeros auxilios:</b> Si se consume, no trate de vomitar, tome varias cantidades de leche o agua. Si hace contacto con los ojos, lívese con agua.</p> <p><b>Desecho:</b> recipiente no reusable reciclable</p>	<p><b>BioTEXT™</b> ist ein Vielzweck anwendbares Desinfektionsmittel für alle Oberflächen in Krankenhäusern, Kliniken, Praxen, Badekurorte, und anderen professionellen Einrichtungen (Sport). <b>BioTEXT™</b> entfernt Blutspritzer ohne auf Kleidern o. anderen Textilien Flecken zu hinterlassen. Es wird für das Reinigen und Desinfizieren von Glasflächen, Kunststoffschläuchen, Telefonen, Computertabletten, intelligentes Telefon und Tastaturen verwendet. <b>BioTEXT™</b> Es revitalisiert Leder und Vinyl. Reinigung und Desinfektion erfolgen in einem Schritt. Nicht verdünnen. Enthält keine schädlichen Aldehyde, Phthalate oder Nonylphenol ethoxylate. (hormonell wirksame Substanzen)</p> <p><b>Nahrungsmittelverarbeitung Teildienste:</b> Vermeiden Sie Verschmutzung der Nahrung während der Anwendung und der Speicherung. Spülen mit Trinkwasser nach Desinfektion.</p> <p><b>Gebrauchsanweisungen:</b> Nasse Oberfläche gänzlich und behalten Feuchtigkeit für drei Minuten bei.</p> <p><b>Warnhinweise:</b> H: Keine P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. <b>Speicherung:</b> 15 - 30 C° <b>Erste Hilfe:</b> Wenn Sie eingenommen werden, verursachen Sie nicht Erbrechen. Getränk-große Mengen Milch Augenkontakt vermeiden.</p> <p><b>Abfälle:</b> Einwegbehälter, Zurückführbar</p>



Developed with Conscience • Manufactured with Integrity • Tested with Sincerity • Presented with Care  
 Développé avec conscience • Fabriqué avec intégrité • Testé avec sincérité • Présenté avec soin  
 Desarrollado con conciencia • Fabricado con integridad • Probado con sinceridad • Presentado con cuidado  
 Sviluppato con coscienza • Prodotto con integrità • Testato con sincerità • Proposto con attenzione  
 Entwickelt mit Gewissen • Hergestellt mit Integrität • Getestet mit Aufrichtigkeit • Sorgfältig Vorgestellt

+1 416-667-7040  
[www.micrylium.com](http://www.micrylium.com)

Micrylium Laboratories Inc 5000M Dufferin Street, Toronto, Canada M3H 5T5  
 Micrylium BV Multatulistraat 19 2761 LA Zevenhuizen The Netherlands + 31(0)180-229 000



Kinder • Safer • Faster™  
 Plus doux • Plus sûr • Plus rapide™  
 Más Delicado • Más Seguro • Más Rápido™  
 Più Delicato • Più Sicuro • Più Veloce™  
 Schonender • Sicherer • Schneller™

Environmental Hazards: None  
 Dangers pour l'environnement: aucun  
 Daño ambiental: ninguno  
 Rischio ambientale: nessuno  
 Gefahren für die Umwelt: Keine



150

178 x 229 mm

DGHM / VAH Listed  
 DE BAUA N-24587  
 CH BAG # CHZB0166  
 CAN DIN 02442329

Active Ingredients	
Ethanol	19.9%
Chlorhexidine Gluconate	0.1%
Other Ingredients	80.0%
Total	100.0%



One Step Intermediate Level Clinical Surface Disinfectant  
 Désinfectant pour les surfaces cliniques • une étape  
 Desinfectante Clínico para superficies • un Paso  
 Disinfettante per le superfici cliniche • un Passo  
 Desinfektionsmittel für den klinischen Gebrauch • ein Schritt

Read Label before Using  
 Lire cette étiquette avant l'emploi • Leer esta etiqueta antes del empleo  
 Leggere quanto riportato sull'etichetta prima dell'uso • Etikett vor Anwendung lesen

EcoPAK  
 Less Waste Less Space

Moins de déchets • Moins d'espace  
 Menos desecho • Menos espacio  
 Meno rifiuti • Meno spazio  
 Weniger Abfall • Platz sparend

Regulation Number: 880.6890  
 Registered Establishment Number: 3002564560  
 Product Code: LRJ

Tuberculocidal • Virucida  
 Bactericidal • Fungicida